

NOVA

# TORRE DE VÍDEO

Todos os equipamentos para  
videocirurgia em um só lugar.



EDLO 



## TORRE DE VIDEOCIRURGIA EDLO

A torre Edlo permite a composição com diversos equipamentos, conforme a necessidade. Estão inclusos na torre de videocirurgia Edlo: 01 Unidade de controle de câmera FV10; 01 Cabeça de câmera FV10; 01 Fonte de luz LED FlexiLux 200; 01 Monitor -MLW 2626C; e 01 Insuflador para Endoscopia-40l.

*Obs: Rack para montagem dos equipamentos não incluso.*

## CÂMERA FV10

Cód.18-0050

UNIDADE DE CONTROLE DE CÂMERA PARA ENDOSCOPIA MÉDICA  
RMS: 80370820022

A plataforma própria da placa de vídeo da câmera Edlo foi projetada para a visualização de estruturas anatômicas do corpo humano e oferece novos recursos:

- Conta com a mais recente tecnologia de chip **CMOS**;
- **Câmera de endoscopia full HD nativa**, que proporciona qualidade de imagem perfeita e com maior sensibilidade.
- **Algoritmos de realce de cores e de contrastes**: filtro de processamento de imagem que aprimora o contraste da borda de uma imagem ou vídeo. O filtro identifica limites de borda nítidos na imagem (como a borda entre um assunto e um plano de fundo de uma cor contrastante) e aumenta o contraste da imagem na área imediatamente ao redor da borda.



*A torre pode permanecer na sala de cirurgia, não importando qual aplicação a ser realizada.*



## CABEÇA DA CÂMERA FV10 HD

Cód. 18-0049

CABEÇA DA CÂMERA PARA ENDOSCOPIA MÉDICA  
RMS: 80370820022

Cabeças de câmera pequenas, leves e ergonômicas com baixa geração de calor.

- **Configurações otimizadas** para diferentes aplicações minimamente invasivas;
- Botões de função programáveis (teclas de atalho) **iluminados**;
- Captura de imagem Full HD através de Slot USB integrado;
- Teclas da cabeça da câmera: **três teclas livremente configuráveis** que podem ser usadas para controlar a imagem, gravação de imagem ou vídeo ou para navegar e alterar as configurações no menu;
- A **imagem permanece nítida** ao executar o zoom. Uma vez ajustado o foco, o zoom pode ser regulado livremente.

**MULTICONECTIVIDADE:** Todos os endoscópios rígidos, flexíveis ou semiflexíveis com ocular padrão DIN podem ser conectados.

**SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:** A função de controle remoto da fonte de luz na cabeça da câmera oferece ajuste imediato da intensidade luminosa.

## FONTE DE LUZ - FV 200 LED

Cód. 18-0052

FONTE DE LUZ PARA UTILIZAÇÃO EM ENDOSCOPIA MÉDICA  
RMS: 80370820017

- Equipada com a **mais recente tecnologia LED**, com longa vida útil;
- **LED dimerizável**: fonte de luz com baixo consumo de energia que evita a geração de calor;
- Fonte de luz branca com **intervalo de espectro de 380-700 nm** pronta para utilização alguns segundos após ser ligada;
- **Função stand by**: Possibilita a manipulação ainda mais rápida e flexível. A luz pode ser controlada diretamente no equipamento ou usando um dos botões da cabeça da câmera.
- LED com **fluxo luminoso regulável** de até 1400 lumens. Vida média da lâmpada: 20.000 horas;
- **Conexão universal dos cabos** de fibras ópticas: a fonte de luz é compatível com os cabos das empresas Karl Storz, Richard Wolf e Olympus.



## MONITOR - MLW 2626C (SEM SUPORTE)

Cód.18-0054

RMS: 80370820018

- Reproduz as cores verdadeiras (naturais) e oferece imagens em alta definição;
- Monitor LCD wide-screen de 26" com alta resolução (1920x1080), painel LCD Full HD, intensidade máxima de 450cd/m2 e grande angular de 178°, função Multi-Display;
- Painel de retroiluminação LED, que suporta maior brilho e contraste do que monitores LCD convencionais;
- Sinal HD-SDI 3G que pode ser inserido para a imagem real progressiva e é mais adequado para imagens naturais.

### DISPONÍVEL TAMBÉM O MODELO DE 21,5"

Cód.18-0056

RMS: 803708290018

## ACESSÓRIOS (NÃO INCLUSOS)

- Tubo de insuflação - Flexível, autoclavável, com aquecimento para 100 ciclos - Cód.18-0053 - RMS: 80370820011;
- Rack (estante metálica com porta para colocação dos equipamentos) - Cód. 18-0051;
- Gravador de Vídeo TEAC - Cód.18-0055 - RMS: 80370829001;
- Mangueira de Teflon 3/16 para cilindro gás CO<sub>2</sub> I050104 Cód. 18-0058 RMS: 80370820011;
- Cabo de fibra de ótica para fonte de luz. Cód. 18-0004 RMS: 80370820004;
- Endoscópio Rígidos - Consulte modelos no site [edlo.com.br/categoria-produto/videocirurgia-permanente/endoscopios-rigidos/](http://edlo.com.br/categoria-produto/videocirurgia-permanente/endoscopios-rigidos/)

## ALGORITMOS DE VÍDEO FAZEM A DIFERENÇA

Vários algoritmos de vídeo estão incluídos e fornecem informações adicionais de imagem. A interação destes processos otimiza e simplifica o trabalho.

Predefinições orientadas por demanda são otimizadas para o aplicativo específico:

- Aprimoramento de cor seletiva (SCE): Destaca vasos e estruturas de tecidos;
- Redução de fumaça: Proporciona melhor visão durante os processos de dissecação;
- Remoção de grade: Reduz a estrutura de favo de mel.

## INSUFLADOR PARA ENDOSCOPIA - 40L

Cód.18-1502

RMS: 80370820011

Destina-se a insuflar CO<sub>2</sub> na cavidade abdominal durante um procedimento de laparoscopia.

- Limita o fluxo do gás a 40 litros por minuto;
- Mede a pressão dentro do abdômen em intervalos curtos e compara continuamente o valor nominal com a pressão abdominal;
- Qualquer sobrepressão no interior do abdômen é baixada para a pressão nominal pelo sistema automático de ventilação.





[www.edlo.com.br](http://www.edlo.com.br)

EXATECH - Indústria e Comércio EIRELI  
Av. Francisco Silveira Bittencourt, 1225/14  
CEP 91150-010 - Bairro Sarandi  
Porto Alegre - RS - Brasil

Fone: (51) 3025.3600

Cód. 852573 - Publicação web 11/07/2019