



Santé[♥] surgical

Quem somos

A Santé Surgical é uma empresa inovadora e moderna no segmento de produtos para saúde, constituída por profissionais especializados e em constante aperfeiçoamento. Foi constituída através de um sonho, com planejamento e o maior cuidado preservando sobre tudo a qualidade dos produtos oferecidos, o relacionamento com as pessoas e os sentimentos ali empregados. Atuamos na região Norte, Sul e Centro Oeste do País, de forma contínua e presente a fim de que nossos clientes sejam uma extensão de nossa empresa, com o carinho e dedicação que são nossas características singulares.



CNPJ: 29.616.558/0001-88

Endereço: Rua Maria Filomena da Silva, 181 sala 02 - Floresta - CEP: 83110.603 São José - SC
(48) 3066-2757

CLIP - SLS

Clips Hemostáticos em Titânio



PEQUENO



MÉDIO



MÉDIO/LARGO



LARGO

- Clip de alta performance, de puro titânio;
- Um cartucho de fácil carregamento;
- Um aplicador perfeito.



Aplicador de liga clip médio largo
Código: 14-0454

Clipador médio largo
Código: 03-0513

- Gama para cirurgia aberta: Comprimentos de 15 cm, 19 cm, 19 cm angulada, 28 cm e 28 cm angulada.
- Gama para cirurgia laparoscópica: Diâmetros do tipo 5 mm, 6,5 mm e 10 mm.


CLIPADORAS

Tamanho**	Cor	15 cm	19 cm	19 cm (angulada)	28 cm	28 cm (angulada)
Micro	Branco	03.1373	03.1381		03.2790	
Pequeno	Amarelo	03.1509	03.1512	03.1375	03.0509	
Pequeno/Médio	Lilás	03.1510	03.1513	03.1376	03.2820	
Médio	Azul	03.1511	03.1514	03.1377	03.1517	03.1520
Médio/Grande	Verde	03.0513	03.1515	03.1378	03.1518	03.1521
Grande	Laranja	03.2791	03.1516	03.1379	03.1519	03.1522

CLIPADORAS LAPAROSCÓPICAS

Tamanho**	20cm	33cm	42cm	Diâmetro do trocáter correspondente
Micro	14.1596			5 mm
Pequeno	14.1497	14.1499		5 mm
Pequeno/Médio	14.1524	14.1526		6.5 mm
Médio	14.1495	14.1493		6.5 mm
Médio	14.1489	14.1487		10 mm
Médio/Grande		14.0454	14.1484	10 mm
Grande		14.2385	14.2387	10 mm

Vídeo Cirurgia



Torre de vídeo



Todos os equipamentos para videocirurgia em um só lugar.

A torre Edlo permite a composição com diversos equipamentos, conforme a necessidade.

Estão inclusos na torre de videocirurgia Edlo:

01 Unidade de controle de câmera FV10; 01 Cabeça de câmera FV10; 01 Fonte de luz LED FlexiLux 200; 01 Monitor -MLW 2626C; e 01 Insuflador para Endoscopia-40L.

Obs: Rack para montagem dos equipamentos não incluso.


Representação exclusiva da marca Edlo nos estados de Santa Catarina e Mato Grosso, em tona a linha de instrumentais para vídeo cirurgia e cirurgia convencional.

Cirurgia Geral



Estojo Cirúrgico em PPSU

Ideais para o transporte e armazenamento de materiais cirúrgicos antes, durante ou após cirurgias. Estojos prontos para facilitar o seu dia!




Matéria prima PPSU.

Maior leveza

Maior proteção ao instrumental graças ao baixo desgaste por atrito.

Não oxida.



- PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTO

Fácil higienização;

Alta resistência ao calor (mais de 190°);

Alta durabilidade (grande vida útil de mais de 1000 ciclos de esterilização).

Não apresenta manchas;

Alta resistência ao impacto, mantendo constante sua aparência de nova;

Materiais permanentes em inox.

Portifólio completo de soluções para CME (Central de Materiais e Esterilização) com produtos e equipamentos adequados para cada etapa do ciclo de processamento



Recipientes
Permanentes



Embalagens Rígidas



Sistemas de Embalagem



Acessórios Esterilizáveis



Embalagens para Pinças e Óticas

Sistema Fechado de Drenagem

Dreno de Silicone com Canal Canelado (Tubolaminar) c/ Trocater



- Utiliza os 4 canais internos para facilitar a drenagem com baixo risco de oclusão;
- Sem emendas garante, conforto ao paciente e segurança para a remoção do dispositivo;
- Produzido com 100% de silicone de grau médico que proporciona maior maleabilidade e menor dor na remoção.
- Com trocater de aço inoxidável

Reservatório de Silicone



- 100% Silicone grau médico
- Indicação de volumes
- Com válvula anti-refluxo
- Isento de Látex

Grampeador Linear Cortante VICARE

- Instrumento reforçado para garantir a perfeita formação dos grampos;
- Possibilita abertura e posicionamento com uma única mão sobre o tecido;
- Maior abertura da mandíbula (até 105mm no SLC80);
- Dispositivo já pré-carregado com cargas azuis ou verdes;
- Pino de retenção, impede que os tecidos se desloquem no momento do disparo para uma formação consistente e uniforme da linha de grampos;
- Trava de segurança interna para prevenir disparo acidental em cargas já disparadas;
- Lâmina completamente nova a cada carga e com dispositivo de segurança que recobre a carga após o disparo conforme NR32 do Min. Trabalho;
- Empunhadura com faixa de borracha, garantindo firmeza e conforto na operação;
- Alavanca de disparo ambidestra ajustável;
- Disponível em 60, 80 ou 100mm.




Grampeador: 1 Unidade/caixa
Recargas: 6 Unidade/caixa
Registro Anvisa: 80493660029

Código	Código da carga	Comp. da linha de grampo	Altura do grampo	Altura do grampo fechado	Requisito de compressão de tecido	Número de Grampos	Cor
SLC60B	LCR60B	60mm	3,8mm	1,5mm	1,5mm	60	
SLC60G	LCR60G	60mm	4,8mm	2,0mm	2,0mm	60	
SLC80B	LCR80B	80mm	3,8mm	1,5mm	1,5mm	84	
SLC80G	LCR80G	80mm	4,8mm	2,0mm	2,0mm	84	
SLC100B	LCR100B	100mm	3,8mm	1,5mm	1,5mm	104	
SLC100G	LCR100G	100mm	4,8mm	2,0mm	2,0mm	104	

TELAS PP-meSh®

Ampla linha de telas de polipropileno indicadas para correções de hérnias abdominais. Atendendo a reparos convencionais e laparoscópicos.



- Resistentes à sutura ou grampo, destinadas a fornecer um reparo seguro e eficaz;
- Telas maleáveis que facilitam o manuseio e adaptam-se às expansões do tecido;
- Estrutura porosa que favorece a incorporação da malha aos tecidos;
- Modelos diferenciados com características específicas para aumentar o poder de escolha do cirurgião;
- Tamanhos e formatos variados para adaptação a todos os tipos de procedimentos.

Sling U-TAPE®

Sling Transobturatório Miduretral Premium, minimamente invasivo, para tratamento da IUE (Incontinência Urinária de Esforço) feminina.

Projetado para fornecer colocação de sling suave, precisa e controlada.

Atendendo tanto as preferências dos cirurgiões quanto as necessidades de cada paciente.



Sling U-TAPE® SulMedical® inclui:

- 1 Sling U-TAPE;
- 1 par de agulhas helicoidais transobturatórias de uso exclusivo com o Sistema Sling U-TAPE®;
- 1 guia metálico para uso na abordagem de dentro para fora (Inside-Out);
- 1 manual de instruções de uso.



** SLING U-TAPE - DISTRIBUÍDO SOMENTE NO ESTADO DE MT.


Sante[♥]surgical

Serviços

Além da representação e distribuição de produtos que são referência no mercado nacional, a Santé Surgical também oferece serviços diferenciados como:



- Gravação a laser de instrumentais cirúrgicos, onde levamos a estrutura para fazer o atendimento diretamente no hospital, sem a necessidade de deslocamento de arsenal do cliente.



- Gravação de QRcode para sistema de gerenciamento e rastreabilidade.



- Sistema de Gestão e Rastreabilidade de Materiais Esterilizados - CME
- Assessoria e consultoria;
- Execução de projetos.

CNPJ: 29.616.558/0001-88

Endereço: Rua Maria Filomena da Silva, 181 sala 02 - Floresta - CEP: 83110.603 São José - SC
(48) 3066-2757